

Munskydd typ IIR - öronband 5-pack

**Uppgiftslämnare:**

AB Gibson Lifestyle

Varumärke:

Esound

Artikelbenämning:

Munskydd typ IIR - öronband 5-pack

Artikelbeskrivning:

Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband. Hushållsförpackning innehållandes 5 st.

Leverantörens artikelnummer:

1051-2 1051

Förpackningsstorlek:

5-pack

Produktinformation

Ingrediensförteckning:**DABAS Produktklassificering:**

509715276567 / Non food -- Non food -- Non food -- Non food

Marknadsbudskap:

Esound kirurgiskt munskydd typ IIR är en vätskebeständig engångsprodukt som skapar en fysisk barriär mellan bärarens mun och näsa och den omedelbara miljön. Den är utformad för att förhindra spridning av infektioner genom att fånga upp patogener i flytande droppar och aerosoler från bärarens mun och näsa samt skydda bäraren mot förorenat vätskestänk.

Tillverkningsland:

Kina

Näringsvärde

Märkning

Övrig regulatorisk märkningsinformation:

ISO EN 14683:2019 typ IIR

Allergener

Uppgiftslämnare

Namn:	AB Gibson Lifestyle
Org.nr:	5590317755
GLN:	7350120740007
Bankgiro:	5477-0623
Adress:	Emblavägen 37 18267 Djursholm
Telefon:	0736700300
E-post:	info@gibsonmedical.se
Hemsida:	http://www.gibsonmedical.se

Tillverkare

Namn:	ESound Medical Device Co., Ltd
-------	--------------------------------

Övrigt

Länk till information om artikeln:	Information om Kirurgiskt munskydd Typ IIR
Garantilöptid:	24

Kravspecifikation

Förvaring

Total hållbarhet (dagar):	730
Hållbarhet efter öppning:	730
Open Jar:	24
Förvaringsinstruktioner:	Förvaras torrt, skyddat från ljuskällor i välventilerat utrymme.

Användningsinstruktioner: Rengör händerna före användning. Öppna förpackningen och ta ut ett munskydd. Den färgade sidan är den yttre sidan. Undvik kontakt med munskyddets inre sida. Med näsklämman vänd uppåt, fäst munskyddet på näsan och dra ner över hakan. Fäst sedan de elastiska banden runt öronen. Använd pekfingret på båda händerna för att forma näsklämman efter din näsa. Se till att munskyddet passar din ansiktsform. När du tar av dig munskyddet, undvik att röra munskyddets yttre sida (den yttre sidan är förorenad). Vidrör endast de elastiska banden och kassera munskyddet i en sluten avfallsbehållare med lock. Om munskyddet har använts i vårdmiljö skall det kasseras i enlighet med föreskrifter för medicinskt avfall. Rengör händerna efter användning.

Tillagning

Artikelbenämning:	Munskydd typ IIR - öronband 5-pack
Artikelbeskrivning:	Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband. Hushållsförpackning innehållandes 5 st.
Varumärke:	Esound
Förpackningsstorlek:	5-pack
Artikeln identitet, GTIN:	07350120740014
Hyllkantskvittotext:	Munskydd IIR
GPC Produktklassificering:	10005844
Sökbegrepp E-handel:	Kirurgiskt munskydd typ IIR
Tullstatistiskt nummer:	63079092
Har artikeln batchnummer:	Ja
Är förpackningen returnerbar:	Nej
Format för datummärkning, kod:	yyyy mm dd
Skattesats:	25,00 %
Skattetyper:	Mervärdesskatt
FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:	
• Förpacknings-/kollityp:	Peel pack
• Villkor för förpackningsmaterial, kod:	Återvinningsavgift betald
• Förpackningsvikt:	5 Gram
• Antal enheter:	Styck
• Förpackningsmaterial:	Plast <ul style="list-style-type: none">• Vikt: 5 Gram• Färg: Färgad (ej svart)
LIVSLÄNGD:	
• Total hållbarhet (dagar):	730
• Hållbarhet efter öppning:	730
• Open Jar:	24
HÄLSA:	
Innehåller latex:	Nej
VÅRDPRODUKTER:	
Artikelegenskap:	Höggradigt ren
MRI-kompatibilitet:	MRI-kompatibel
FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:	
• Artikelns bruttovikt:	19,5 gram

• Nettoinnehåll värde:	5 Styck
• Jämförmängd färdig vara:	5 Styck
• Jämförmängd kod:	Per styck
• Variabelmåttsvara:	Nej

MÅTT:

• Artikelns bredd:	140 mm
• Artikelns djup:	230 mm
• Artikelns höjd:	10 mm

DATAMÄRKNING:

• Förekomst av streckkodad information:	Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information
• Typ av maskinellt läsbar märkning:	GTIN,
• Databärartyp:	EAN UPC
• Typ av datum på förpackningen:	

KORT MARKNADSBUDSKAP:

Marknadsbudskap kort:	<ul style="list-style-type: none">• Effektivt skydd mot att sprida smitta när social distansering är svårt att uppnå. Exempelvis vid färd i kollektivtrafik, på tåg, flygplan eller i affären.
-----------------------	--

LEVERANS OCH KÖP:

Tillgänglighetstidpunkt:	2020-07-13
Konsumentartikel:	Ja
Ingår i:	240 st Mellannivåförpackningar 07350120740069

Mellannivå

Artikelbenämning:	Munskydd typ IIR - öronband 5-pack
Artikelns identitet, GTIN:	07350120740069
Leverantörens artikelnummer:	1051-2
GPC Produktklassificering:	10005844

FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:

• Förpacknings-/kollityp:	Låda
• Villkor för förpackningsmaterial, kod:	Återvinningsavgift betald
• Förpackningsvikt:	1 400 Gram
• Antal enheter:	Styck

STAPLINGSBARHET:

• Staplingsbarhet:	5 mellanförpackningar i höjd
---------------------------	------------------------------

• **Typ av staplingsbarhet:** Tryckkänslighet, ospecificerad

FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:

• **Artikelns bruttovikt:** 7 250 gram

• **Nettoinnehåll värde:** 1200 Styck

• **Jämförmängd färdig vara:** 1200 Styck

• **Jämförmängd kod:** Per styck

• **Variabelmåttsvara:** Nej

MÅTT:

• **Artikelns bredd:** 400 mm

• **Artikelns djup:** 600 mm

• **Artikelns höjd:** 270 mm

DATAMÄRKNING:

• **Förekomst av streckkodad information:** Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information

• **Databärartyp:** EAN UPC

• **Typ av datum på förpackningen:**

MÄRKNING FÖRPACKNING:

Har artikeln batchnummer: Ja

Är förpackningen returnerbar: Nej

Är artikeln en exponeringsenhet: Nej

Tillgänglighetstidpunkt: 2020-07-13

• **Total hållbarhet (dagar):** 730

• **Hållbarhet efter öppning:** 730

• **Open Jar:** 24

Användningsinstruktioner: Rengör händerna före användning. Öppna förpackningen och ta ut ett munskydd. Den färgade sidan är den yttre sidan. Undvik kontakt med munskyddets inre sida. Med näsklämman vänd uppåt, fäst munskyddet på näsan och dra ner över hakan. Fäst sedan de elastiska banden runt öronen. Använd pekfingeret på båda händerna för att forma näsklämman efter din näsa. Se till att munskyddet passar din ansiktsform. När du tar av dig munskyddet, undvik att röra munskyddets yttre sida (den yttre sidan är förorenad). Vidrör endast de elastiska banden och kassera munskyddet i en sluten avfallsbehållare med lock. Om munskyddet har använts i vårdmiljö skall det kasseras i enlighet med föreskrifter för medicinskt avfall. Rengör händerna efter användning.

Format för datummärkning, kod: yyyy-mm-dd

Skattesats: 25,00 %

Skattetyper: Mervärdesskatt

Består av: 240 st Basnivåförpackningar 07350120740014

Artikelbenämning:	Munskydd typ IIR - öronband 5-pack
Artikelbeskrivning:	Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband. Hushållsförpackning innehållandes 5 st.
Artikelns identitet, GTIN:	07350120740076
Leverantörens artikelnummer:	1051
GPC Produktklassificering:	10005844
FÖRPACKNING/PLATTFORMSTYP:	
• Förpacknings-/kollityp:	Pall (PX)
• Plattformstyp kod:	Pall 800 X 1200 mm
• Plattformshöjd:	144 mm
• Antal enheter:	Styck
STAPLINGSBARHET:	
• Staplingsbarhet:	1 toppförpackningar i höjd
• Typ av staplingsbarhet:	Tryckkänslighet, ospecificerad
PACKMÖNSTER:	
• Lav/pall:	4 st
• Förpackningar/lav:	4 st
FÖRPACKNINGSMÅTT/VIKTER:	
• Artikelns bruttovikt:	139 000 gram
• Artikelns bredd:	800 mm
• Artikelns djup:	1 200 mm
• Artikelns höjd (inkl pall):	1 224
• Artikelns lavhöjd:	
Variabelmåttvara:	Nej
DATAMÄRKNING:	
• Förekomst av streckkodad information:	Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information
• Databärartyp:	EAN UPC
• Typ av datum på förpackningen:	
Är artikeln en exponeringsenhet:	Nej
Tillgänglighetstidpunkt:	2020-07-13
Består av:	16 st Mellannivåförpackningar 07350120740069

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen [rapportera problem](#)

