

# Munskydd typ IIR - öronband 5-pack

**Uppgiftslämnare:**

AB Gibson Lifestyle

**Varumärke:**

Esound

**Artikelbenämning:**

Munskydd typ IIR - öronband 5-pack

**Artikelbeskrivning:**

Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband. Hushållsförpackning innehållandes 5 st.

**Leverantörens artikelnummer:**

1051-2 1051

**Förpackningsstorlek:**

5-pack

## Produktinformation

**Ingrediensförteckning:****DABAS Produktklassificering:**

509715276567 / Non food -- Non food -- Non food -- Non food

**Marknadsbudskap:**

Esound kirurgiskt munskydd typ IIR är en vätskebeständig engångsprodukt som skapar en fysisk barriär mellan bärarens mun och näsa och den omedelbara miljön. Den är utformad för att förhindra spridning av infektioner genom att fånga upp patogener i flytande droppar och aerosoler från bärarens mun och näsa samt skydda bäraren mot förorenat vätskestänk.

**Tillverkningsland:**

Kina

## Näringsvärde

## Märkning

**Övrig regulatorisk märkningsinformation:**

ISO EN 14683:2019 typ IIR

**Allergener**

## Uppgiftslämnare

**Namn:**

AB Gibson Lifestyle

**Hemsida:**<http://www.gibsonmedical.se>

## Tillverkare

**Namn:**

ESound Medical Device Co., Ltd

**Länk till information om artikeln:**

[Information om Kirurgiskt munskydd Typ IIR](#)

**Garantilöptid:**

24

## Kravspecifikation

### Förvaring

**Total hållbarhet (dagar):** 730

**Hållbarhet efter öppning:** 730

**Open Jar:** 24

**Förvaringsinstruktioner:** Förvaras torrt, skyddat från ljuskällor i välventilerat utrymme.

**Användningsinstruktioner:** Rengör händerna före användning. Öppna förpackningen och ta ut ett munskydd. Den färgade sidan är den yttre sidan. Undvik kontakt med munskyddets inre sida. Med näsklämman vänd uppåt, fäst munskyddet på näsan och dra ner över hakan. Fäst sedan de elastiska banden runt öronen. Använd pekfingret på båda händerna för att forma näsklämman efter din näsa. Se till att munskyddet passar din ansiktsform. När du tar av dig munskyddet, undvik att röra munskyddets yttre sida (den yttre sidan är förorenad). Vidrör endast de elastiska banden och kassera munskyddet i en sluten avfallsbehållare med lock. Om munskyddet har använts i vårdmiljö skall det kasseras i enlighet med föreskrifter för medicinskt avfall. Rengör händerna efter användning.

### Tillagning

## Basnivå

|  |  |
|--|--|
| <b>Artikelbenämning:</b>                       | Munskydd typ IIR - öronband 5-pack   |
| <b>Artikelbeskrivning:</b>                     | Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband.<br>Hushållsförpackning innehållandes 5 st.  |
| <b>Varumärke:</b>                              | Esound   |
| <b>Förpackningsstorlek:</b>                    | 5-pack   |
| <b>Artikels identitet, GTIN:</b>               | 07350120740014   |
| <b>Innehåller latex:</b>                       | Nej  |
| <b>Artikelegenskap:</b>                        | Höggradigt ren   |
| <b>MRI-kompatibilitet:</b>                     | MRI-kompatibel   |
| <b>• Förekomst av streckkodad information:</b> | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information  |
| <b>• Typ av maskinellt läsbar märkning:</b>    | GTIN,  |
| <b>• Databärartyp:</b>                         | EAN UPC  |
| <b>• Typ av datum på förpackningen:</b>        |  |
| <b>Marknadsbudskap kort:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Effektivt skydd mot att sprida smitta när social distansering är svårt att uppnå. Exempelvis vid färd i kollektivtrafik, på tåg, flygplan eller i affären.</li></ul> |
| <b>Ingår i:</b>                                | 240 st Mellannivåförpackningar 07350120740069  |

## Mellannivå

|   |   |
|---|---|
| <b>Artikelbenämning:</b>                        | Munskydd typ IIR - öronband 5-pack                  |
| <b>Artikels identitet, GTIN:</b>                | 07350120740069                                      |
| <b>Leverantörens artikelnummer:</b>             | 1051-2  |
| <b>• Villkor för förpackningsmaterial, kod:</b> | Återvinningsavgift betald                           |
| <b>• Förpackningsvikt:</b>                      | 1 400 Gram  |
| <b>• Antal enheter:</b>                         | Styck   |
| <b>• Förekomst av streckkodad information:</b>  | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information |
| <b>• Databärartyp:</b>                          | EAN UPC   |
| <b>• Typ av datum på förpackningen:</b>         |   |
| <b>Består av:</b>                               | 240 st Basnivåförpackningar 07350120740014          |
| <b>Ingår i:</b>                                 | 16 st Toppnivåförpackningar 07350120740076          |

|  |   |
|--|---|
| <b>Artikelbenämning:</b>                       | Munskydd typ IIR - öronband 5-pack  |
| <b>Artikelbeskrivning:</b>                     | Esound kirurgiskt munskydd typ IIR med öronband.<br>Hushållsförpackning innehållandes 5 st. |
| <b>Artikelns identitet, GTIN:</b>              | 07350120740076  |
| <b>Leverantörens artikelnummer:</b>            | 1051  |
| <b>• Plattformstyp kod:</b>                    | Pall 800 X 1200 mm  |
| <b>• Antal enheter:</b>                        | Styck   |
| <b>• Förekomst av streckkodad information:</b> | Artikeln är märkt med maskinellt läsbar information   |
| <b>• Databärartyp:</b>                         | EAN UPC   |
| <b>• Typ av datum på förpackningen:</b>        |   |
| <b>Består av:</b>                              | 16 st Mellannivåförpackningar 07350120740069  |

Produktsammansättningen kan ändras, läs därför alltid ingrediensförteckningen på förpackningen.

Om Du inte hittar artiklar eller ifrågasätter information i databasen, vänligen [rapportera problem](#)

Utskrivet från [www.dabas.com](http://www.dabas.com) 2020-09-23